

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN



1. Perlu alat khusus syringe pump
2. Memahami fungsi dan kegunaan alat syringe pump
3. Memahami obat dan dosis dalam memasukkan obat dengan syringe pump
4. Cara pemasangan dengan set penyambung (extension)

Edukasi	Edukasi
Tgl :	Tgl :
Pemberi Edukasi	Pemberi Edukasi
.....
Pemberi Edukasi	Pemberi Edukasi
.....

**RUMAH SAKIT OTAK
DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi
Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431
Email : rsomh.bkt20@gmail.com

pemasangan syringe pump



MEDIA SOSIAL

 www.rsomh.co.id	 rsomh_bukittinggi
 RS Otak Hatta	 Bukittinggirsomh
 RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi	 https://yankes.kemendes.go.id

PENGERTIAN

Tindakan memasukkan cairan atau obat langsung ke pembuluh darah vena dengan menggunakan alat / mesin dalam jangka waktu tertentu secara teratur sehingga tepat dan akurat.

TUJUAN PEMASANGAN SYRINGE PUMP

1. Sebagai tindakan pengobatan secara intensif.
2. Untuk memberikan obat atau cairan dengan cepat, tepat, dan akurat dalam jangka waktu tertentu.
3. Memberikan obat secara berkesinambungan secara teratur dalam waktu tertentu.



INDIKASI

1. Pasien dengan pengobatan secara titrasi / di encerkan dalam waktu tertentu
2. Pasien dengan penggunaan Obat Khusus secara teratur dan akurat
3. Pasien yang tidak dapat menggunakan obat oral

KOMPLIKASI

1. Emboli udara pada extension sehingga alat / alarm berbunyi
2. Tromboflebitis atau inflamasi (bengkak) karena penggunaan obat pekat secara terus menerus

